

KERN 327-13

KERN

Poids individuel, Classe OIML F1, 5 kg, Bouton, inox poli (OIML)



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-443

Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Poids individuels
Groupe de produit	OIML F1

Système de mesure

Tolérance admissible selon OIML (+/-)	25 mg
Poid de contrôle - valeur nominale	5 kg
Poid de contrôle OIML classe	F1
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	7,8125
Poid de contrôle - volume (cm ³)	625

Forme de construction

Dimensions (Ø×H)	80×147 mm
Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Bouton

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	80×80×147 mm
Poids net env.	5,0 kg
Poids brut env.	5,0 kg
Poids d'expédition	5 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-443
Numéro d'article pour étalonnage DAkks	962-443