

KERN 327-15

KERN

Poids individuel, Classe OIML F1, 20 kg, Bouton, inox poli (OIML)



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-445

Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Poids individuels
Groupe de produit	OIML F1

Système de mesure

Tolérance admissible selon OIML (+/-)	100 mg
Poid de contrôle - valeur nominale	20 kg
Poid de contrôle OIML classe	F1
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	31,25
Poid de contrôle - volume (cm ³)	2500

Forme de construction

Dimensions (Ø×H)	129×245 mm
Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Bouton

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	129×129×245 mm
Poids net env.	20 kg
Poids brut env.	20 kg
Poids d'expédition	20 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-445
Numéro d'article pour étalonnage DAkKS	962-445