

# KERN 327-15

# KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 20 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkkS-  
kalibratie 962-445

Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-445

## Piktogramme

## STANDARD



### Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML F1

### Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	100 mg
Testgewicht - nominale waarde	20 kg
Testgewicht OIML klasse	F1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	31,25
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	2500

### Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	129×245 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	129×129×245 mm
Nettogewicht ca.	20 kg
Brutogewicht ca.	20 kg
Verzendgewicht	20 kg

### Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-445
--	---------