

KERN 327-16

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 50 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 962-446

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-446

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML F1

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	250 mg
Testgewicht - nominale waarde	50 kg
Testgewicht OIML klasse	F1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	78,125
Testgewicht - volume (cm ³)	6250

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	178×298 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (B×D×H)	178×178×298 mm
Nettogewicht ca.	50 kg
Brutogewicht ca.	50 kg
Verzendgewicht	50 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-446
--	---------