


# KERN 328-06



Milligramgewicht, F1, 50 mg, =ATTRVAL("weightShape")), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkS-kalibratie 962-456

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-456

## Piktogramme

## STANDARD



### Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML F1

### Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,04 mg
Testgewicht - nominale waarde	50 mg
Testgewicht OIML klasse	F1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0001
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,0058

### Ontwerp

Afmetingen gewicht (B×D×H)	7,5×6×3 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Plaatje

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	7,5×6×3 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

### Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-456
--	---------