

KERN 328-35



Milligramgewicht, F1, 20 mg, =ATTRVAL("weightShape")), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkS-kalibratie 962-455

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-455

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML F1

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,03 mg
Testgewicht - nominale waarde	20 mg
Testgewicht OIML klasse	F1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0001
Testgewicht - volume (cm ³)	0,0025

Ontwerp

Afmetingen gewicht (B×D×H)	7×7×3 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Draad

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	7×7×3 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-455
--	---------