

# KERN 328-38



Milligramgewicht, F1, 200 mg, =ATTRVAL("weightShape"), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkS-kalibratie 962-458

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-458

## Piktogramme

## STANDARD



### Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML F1

### Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,06 mg
Testgewicht - nominale waarde	200 mg
Testgewicht OIML klasse	F1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0005
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,025

### Ontwerp

Afmetingen gewicht (B×D×H)	10×10×4 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Draad

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	10×10×4 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

### Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-458
--	---------