

KERN 333-02

KERN

Gewichtenset, F2, 1 mg; 50 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML F2

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 50 g
Testgewicht OIML klasse	F2

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Verpakking & verzending

Afleebaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	120x80x40 mm
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,38 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAKS-kalibratie	962-401
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-401