

KERN 333-036

KERN

Gewichtenset, F2, 1 mg; 100 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML F2

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 100 g
Testgewicht OIML klasse	F2

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	165x125x75 mm
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,9 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAKS-kalibratie	962-402
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-402