

KERN 333-04

KERN

Gewichtenset, F2, 1 mg; 200 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML F2

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 200 g
Testgewicht OIML klasse	F2

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	160x95x60 mm
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,17 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-403
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-403