

# KERN 333-056

# KERN

Jeu de poids, F2, 1 mg; 500 g, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un boîtier en aluminium



## Piktogramme

STANDARD



### Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2

### Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg; 500 g
Poid de contrôle OIML classe	F2

### Forme de construction

Matériau	inox finement tourné (OIML)
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

### Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	210×140×98 mm
Poids net env.	1,6 kg
Poids brut env.	2,0 kg
Poids d'expédition	2 kg

### Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-404
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-404