

# KERN 333-056

# KERN

Gewichtenset, F2, 1 mg; 500 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML F2

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 500 g
Testgewicht OIML klasse	F2

## Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	210x140x98 mm
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAKS-kalibratie	962-404
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-404