

KERN 333-064

KERN

Jeu de poids, F2, 1 mg; 1 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un étui en plastique



Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg; 1 kg
Poid de contrôle OIML classe	F2

Forme de construction

Matériau	inox finement tourné (OIML)
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	350×320×170 mm
Poids net env.	3,8 kg
Poids brut env.	3,8 kg
Poids d'expédition	3,8 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-405
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-405