

KERN 333-064

KERN

Gewichtenset, F2, 1 mg; 1 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in plastic geval



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML F2

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 1 kg
Testgewicht OIML Klasse	F2

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in plastic geval

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	350x320x170 mm
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Brutogewicht ca.	3,8 kg
Verzendgewicht	3,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAKS-kalibratie	962-405
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-405