

# KERN 333-07

# KERN

Jeu de poids, F2, 1 mg; 2 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans une caisse en bois



## Piktogramme

STANDARD



## Catégorie

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Marque               | KERN         |
| Catégorie de produit | Jeu de poids |
| Groupe de produit    | OIML F2      |

## Système de mesure

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Poid de contrôle - valeur nominale | 1 mg; 2 kg |
| Poid de contrôle OIML classe       | F2         |

## Forme de construction

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Matériau             | inox finement tourné (OIML) |
| Forme poid           | Bouton                      |
| Étui du jeu de poids | dans une caisse en bois     |

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N)        | 1 d              |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 310×180×140 mm   |
| Poids net env.               | 10 kg            |
| Poids brut env.              | 10 kg            |
| Poids d'expédition           | 9,01 kg          |

## Services

|   |         |
|---|---------|
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS      | 962-406 |
| Numéro d'article pour écart positif garanti | 921-406 |