

# KERN 333-086

# KERN

Jeu de poids, F2, 1 mg; 5 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un boîtier en aluminium



## Piktogramme

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg; 5 kg
Poid de contrôle OIML classe	F2

## Forme de construction

Matériau	inox finement tourné (OIML)
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	460×260×185 mm
Poids net env.	13 kg
Poids brut env.	18 kg
Poids d'expédition	18 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-407
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-407