

KERN 333-096

KERN

Gewichtenset, F2, 1 mg; 10 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



Piktogramme

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|---------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set gewichten |
| Productgroep | OIML F2 |

Meetsysteem

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 mg; 10 kg |
| Testgewicht OIML Klasse | F2 |

Ontwerp

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Materiaal | roestvrij staal fijn gedraaid (OIML) |
| Bouwworm gewicht | Knop |
| Etui van gewichtenset | in aluminium behuizing |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 590x220x270 mm |
| Nettogewicht ca. | 24 kg |
| Brutogewicht ca. | 28 kg |
| Verzendgewicht | 28 kg |

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor DAKS-kalibratie | 962-408 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking | 921-408 |