

# KERN 334-026

# KERN

Gewichtenset, F2, 1 g; 50 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



## Piktogramme

### STANDARD



### Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML F2

### Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 50 g
Testgewicht OIML klasse	F2

### Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	165x120x75 mm
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	0,8 kg

### Diensten

Artikelnummer voor DAKS-kalibratie	962-415
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-415