

KERN 334-03

KERN

Gewichtenset, F2, 1 g; 100 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML F2

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 100 g
Testgewicht OIML Klasse	F2

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	155x60x45 mm
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Brutogewicht ca.	0,55 kg
Verzendgewicht	0,51 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAKS-kalibratie	962-416
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-416