

KERN 334-076

KERN

Gewichtenset, F2, 1 g; 2 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML F2

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 2 kg
Testgewicht OIML klasse	F2

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	278×180×138 mm
Nettogewicht ca.	6 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	5,55 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAKS-kalibratie	962-420
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-420