

# KERN 334-086

# KERN

Gewichtenset, F2, 1 g; 5 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML F2

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 5 kg
Testgewicht OIML klasse	F2

## Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	460x260x185 mm
Nettogewicht ca.	13 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	18 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-421
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-421