

KERN 334-08

KERN

Gewichtenset, F2, 1 g; 5 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML F2

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 5 kg
Testgewicht OIML Klasse	F2

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	400x190x200 mm
Nettogewicht ca.	18 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	17,81 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-421
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-421