

KERN 335-040-200

KERN

F2 + M3 Houten etui voor individuele gewichtensets 1 mg - 200 g



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Gewichtsaccessoires
Productgroep	Houten etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	F2 + M3
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 200 g
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	125×80×70 mm
Materiaal	beuken

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	125×80×70 mm
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Brutogewicht ca.	0,45 kg
Verzendgewicht	0,43 kg

Piktogramme

STANDARD

