

# KERN 337-01

# KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 1 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-431

## Piktogramme

## STANDARD



### Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML F2

### Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,3 mg
Testgewicht - nominale waarde	1 g
Testgewicht OIML klasse	F2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0016
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,125

### Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	6×6 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	6×6×6 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

### Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-431
-------------------------------------	---------