

# KERN 337-020-200

F2 + M1 Étui en bois pour poids individuels 2 g



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Accessoires pour poids
Groupe de produit	Étui en bois

## Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	F2 + M1
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	2 g
Forme de poids appropriée pour l'étui	Forme bouton/compact

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	60×60×45 mm
Matériau	hêtre

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	60×60×45 mm
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,15 kg
Poids d'expédition	0,12 kg

## Piktogramme

STANDARD

