

KERN 337-04

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 10 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking

921-434

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML F2

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,6 mg
Testgewicht - nominale waarde	10 g
Testgewicht OIML klasse	F2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0156
Testgewicht - volume (cm ³)	1,25

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	10×19 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	10×10×19 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-434
-------------------------------------	---------