

KERN 337-05

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 20 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-435

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML F2

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,8 mg
Testgewicht - nominale waarde	20 g
Testgewicht OIML klasse	F2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0313
Testgewicht - volume (cm ³)	2,5

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	13×23,5 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	13×13×23 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-435
-------------------------------------	---------