

# KERN 337-11

# KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 1 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-441

Piktogramme

STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML F2

## Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	16 mg
Testgewicht - nominale waarde	1 kg
Testgewicht OIML klasse	F2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	1,5625
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	125

## Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	48×80 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	48×48×80 mm
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-441
-------------------------------------	---------