

KERN 337-13

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 5 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-443

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML F2

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	80 mg
Testgewicht - nominale waarde	5 kg
Testgewicht OIML klasse	F2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	7,8125
Testgewicht - volume (cm ³)	625

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	80×147 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	80×80×147 mm
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg
Verzendgewicht	5 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-443
-------------------------------------	---------