

# KERN 337-14

# KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 10 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-444

## Piktogramme

### STANDARD



### Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML F2

### Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	160 mg
Testgewicht - nominale waarde	10 kg
Testgewicht OIML klasse	F2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	15,625
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	1250

### Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	100×178 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×100×178 mm
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg

### Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-444
-------------------------------------	---------