

KERN 337-151

KERN

Poids individuel, Classe OIML F2, 20 kg, Contrôler le poids, inox finement tourné (OIML)

Numéro d'article pour écart positif garanti 921-445

Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Poids individuels
Groupe de produit	OIML F2

Système de mesure

Tolérance admissible selon OIML (+/-)	300 mg
Poid de contrôle - valeur nominale	20 kg
Poid de contrôle OIML classe	F2
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	31,25
Poid de contrôle - volume (cm ³)	2500

Forme de construction

Dimensions (Ø×H)	136×217 mm
Matériau	inox finement tourné (OIML)
Forme poid	Contrôler le poids

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	137×137×217 mm
Poids net env.	20 kg
Poids brut env.	20 kg
Poids d'expédition	20 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkks	962-445
--	---------