

KERN 337-15

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 20 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-445

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML F2

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	300 mg
Testgewicht - nominale waarde	20 kg
Testgewicht OIML klasse	F2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	31,25
Testgewicht - volume (cm ³)	2500

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	128×230 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	128×128×230 mm
Nettogewicht ca.	20 kg
Brutogewicht ca.	20 kg
Verzendgewicht	20 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-445
-------------------------------------	---------