


KERN 338-01



Milligramgewicht, F2, 1 mg, =ATTRVAL("weightShape")), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 962-451

Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-451

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML F2

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,06 mg
Testgewicht - nominale waarde	1 mg
Testgewicht OIML klasse	F2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0001
Testgewicht - volume (cm ³)	0,0004

Ontwerp

Afmetingen gewicht (B×D×H)	3,5×3,5×3 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Plaatje

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	3,5×3,5×3 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-451
------------------------------------------------------	---------