


# KERN 338-03

# KERN

Milligramgewicht, F2, 5 mg, =ATTRVAL("weightShape")), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkS-kalibratie 962-453

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-453

## Piktogramme

## STANDARD



### Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML F2

### Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,06 mg
Testgewicht - nominale waarde	5 mg
Testgewicht OIML klasse	F2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0001
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,0019

### Ontwerp

Afmetingen gewicht (B×D×H)	6×6×3 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Plaatje

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	6×6×3 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

### Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-453
--	---------