


KERN 338-06



Milligramgewicht, F2, 50 mg, =ATTRVAL("weightShape")), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkS-kalibratie 962-456

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-456

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML F2

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,12 mg
Testgewicht - nominale waarde	50 mg
Testgewicht OIML klasse	F2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0001
Testgewicht - volume (cm ³)	0,0058

Ontwerp

Afmetingen gewicht (B×D×H)	7,5×6×3 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Plaatje

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	7,5×6×3 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-456
--	---------