


# KERN 338-07



Milligramgewicht, F2, 100 mg, =ATTRVAL("weightShape"), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 962-457

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-457

## Piktogramme

## STANDARD



### Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML F2

### Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,16 mg
Testgewicht - nominale waarde	100 mg
Testgewicht OIML klasse	F2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0002
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,0116

### Ontwerp

Afmetingen gewicht (B×D×H)	8,5×8,5×4 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Plaatje

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	8,5×8,5×4 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

### Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-457
--	---------