

KERN 338-08



Milligramgewicht, F2, 200 mg, =ATTRVAL("weightShape")), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 962-458

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-458

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML F2

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,2 mg
Testgewicht - nominale waarde	200 mg
Testgewicht OIML klasse	F2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0005
Testgewicht - volume (cm ³)	0,0233

Ontwerp

Afmetingen gewicht (B×D×H)	9×9×4 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Plaatje

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	9×9×4 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-458
--	---------