

KERN 338-090-200

E1 - M2 Etui en bois pour Poids milligrammes 1 mg - 500 mg (einzeln)



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Accessoires pour poids
Groupe de produit	Étui en bois

Système de mesure

Etui adapté aux classes OIML	E1 - M2
Etui adapté aux valeurs nominales de poids	1 mg - 500 mg (einzeln)
Forme de poids appropriée pour l'étui	Forme bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	60×60×35 mm
Matériau	hêtre

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	60×60×35 mm
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,15 kg
Poids d'expédition	0,13 kg

Piktogramme

STANDARD

