

KERN 343-024

KERN

Gewichtenset, M1, 1 mg; 50 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in plastic geval



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML M1

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 50 g
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in plastic geval

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	250x210x70 mm
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,7 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-601
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-601