

# KERN 343-026

# KERN

Jeu de poids, M1, 1 mg; 50 g, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un boîtier en aluminium



## Piktogramme

STANDARD



### Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML M1

### Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg; 50 g
Poid de contrôle OIML classe	M1

### Forme de construction

Matériau	inox finement tourné (OIML)
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

### Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	165×120×75 mm
Poids net env.	0,60 kg
Poids brut env.	0,80 kg
Poids d'expédition	0,8 kg

### Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-601
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-601