

KERN 343-03

KERN

Gewichtenset, M1, 1 mg; 100 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML M1

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 100 g
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	150x90x50 mm
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	0,65 kg
Verzendgewicht	0,63 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-602
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-602