

# KERN 343-046

# KERN

Gewichtenset, M1, 1 mg; 200 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML M1

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 200 g
Testgewicht OIML klasse	M1

## Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	190x130x80 mm
Nettogewicht ca.	0,95 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,1 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-603
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-603