

# KERN 343-064



Jeu de poids, M1, 1 mg; 1 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un étui en plastique



## Piktogramme

### STANDARD



## Catégorie

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Marque               | KERN         |
| Catégorie de produit | Jeu de poids |
| Groupe de produit    | OIML M1      |

## Système de mesure

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Poid de contrôle - valeur nominale | 1 mg; 1 kg |
| Poid de contrôle OIML classe       | M1         |

## Forme de construction

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Matériau             | inox finement tourné (OIML) |
| Forme poid           | Bouton                      |
| Étui du jeu de poids | dans un étui en plastique   |

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N)        | 1 d              |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 350×320×170 mm   |
| Poids net env.               | 3,8 kg           |
| Poids brut env.              | 3,8 kg           |
| Poids d'expédition           | 3,8 kg           |

## Services

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione) | 952-605 |
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS              | 962-605 |