

KERN 343-066

KERN

Jeu de poids, M1, 1 mg; 1 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un boîtier en aluminium



Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML M1

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg; 1 kg
Poid de contrôle OIML classe	M1

Forme de construction

Matériau	inox finement tourné (OIML)
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	230×140×110 mm
Poids net env.	2,8 kg
Poids brut env.	3,6 kg
Poids d'expédition	3,5 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-605
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-605