

# KERN 343-074

# KERN

Jeu de poids, M1, 1 mg; 2 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un étui en plastique



## Piktogramme

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML M1

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg; 2 kg
Poid de contrôle OIML classe	M1

## Forme de construction

Matériau	inox finement tourné (OIML)
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	350×320×170 mm
Poids net env.	8 kg
Poids brut env.	8 kg
Poids d'expédition	7,69 kg

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-606
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-606