

KERN 343-086

KERN

Gewichtenset, M1, 1 mg; 5 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML M1

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 5 kg
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	460x260x185 mm
Nettogewicht ca.	13 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	18 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-607
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-607