

KERN 344-026

KERN

Gewichtenset, M1, 1 g; 50 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML M1

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 50 g
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	165x120x75 mm
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	0,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-615
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-615