

KERN 344-046

KERN

Gewichtenset, M1, 1 g; 200 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML M1

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 200 g
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	190x130x80 mm
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-617
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-617