

# KERN 344-066

# KERN

Jeu de poids, M1, 1 g; 1 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un boîtier en aluminium



## Piktogramme

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML M1

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g; 1 kg
Poid de contrôle OIML classe	M1

## Forme de construction

Matériau	inox finement tourné (OIML)
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	230×140×110 mm
Poids net env.	3,2 kg
Poids brut env.	3,6 kg
Poids d'expédition	3,5 kg

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-619
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-619