

KERN 344-06

KERN

Gewichtenset, M1, 1 g; 1 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



Piktogramme

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|---------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set gewichten |
| Productgroep | OIML M1 |

Meetsysteem

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 g; 1 kg |
| Testgewicht OIML klasse | M1 |

Ontwerp

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Materiaal | roestvrij staal fijn gedraaid (OIML) |
| Bouwworm gewicht | Knop |
| Etui van gewichtenset | in een houten kist |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 230x180x110 mm |
| Nettogewicht ca. | 4,4 kg |
| Brutogewicht ca. | 4,4 kg |
| Verzendgewicht | 4,21 kg |

Diensten

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 952-619 |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 962-619 |